

ISOGL203

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



GANT LATEX MICRO-POUDRE

Matière : Gant en latex poudré

Couleur : Naturel

AQL 1.5

Poudrage : dosage optimal cornstarch USP

Protéines : dosage Lowry modifiée > 80µ g/g

Attention : Risques d'allergies possibles - Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines

Ambidextre

Bord roulé, surface lisse

Texture non glissante

Poudré : gantage aisé

Qualité médicale

Tailles disponibles

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10


Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGL203-S	240	85	4,5	0,12 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,09 ± 0,02
ISOGL203-M	240	95	5			
ISOGL203-L	240	105	5,5			
ISOGL203-XL	240	115	6			

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie I Risques mineurs

Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3 Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions : Ne convient pas aux contacts d'aliments acides

Conditionnement

	Boite	Carton	Palette
Conditionnement	Boite de 100 gants	Carton de 1000 gants - 10 x 100	63 CC - 7 couches x 9 CC - 63 000 gants
Dimensions en cm	21,5 x 12 x 7 cm	36 x 24,5 x 22,5 cm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170000073	3221170000059	3221170000066	3221170000080
Barre code Outer	3221170002459	3221170002466	3221170002473	3221170002480

Avantages


- Dextérité
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Souplesse
- Toucher agréable
- Elasticité

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans (date de péremption indiqué sur la boite et le carton)
Origine	MALAISIE
Code douanier	40151990000



Système de management certifié